

Douche oculaire CEDERROTH Flacon 500ml à usage unique – ref 7251



1. Description générale

Équipement de douche oculaire à usage unique contenant une solution physiologique de lavage stérile et tamponnée.

Solution conservée dans un flacon à l'ouverture facile, équipé de d'une œillère intégrée et anti-poussière.

La protection anti-poussière sert également de dispositif d'ouverture.

2. Utilisation

La douche oculaire CEDERROTH est destinée à l'élimination urgente de particules étrangères et de liquides dangereux projetés dans l'œil, en premier secours sur le lieu de travail.



La douche oculaire tamponnée CEDERROTH a aussi un effet neutralisant sur les projections basiques ou acides. L'effet est généralement plus puissant avec les bases qu'avec les acides.

La douche oculaire CEDERROTH permet de répondre à la première phase d'urgence sur le site de l'accident avant d'avoir recours à un équipement de lavage des yeux, autonome ou fixe, ou d'appeler un médecin.

3. Informations techniques

Dimensions : diamètre 6.6 cm, hauteur 23.5 cm, volume 500ml

Liquide

Solution stérile, isotonique de Chlorure de sodium 0,9%, tamponnée au Borate de sodium pour un pH neutre.

Sans conservateur.

Flacon

Flacon étanche en polypropylène fabriqué selon la technique « Blow-Fill-Seal ». Œillère en polypropylène transparent

Protection anti-poussière en plastique vert (ABS)

4. Stérilisation

Méthode de stérilisation : aseptique

5. Etiquetage

Sur le paquet du consommateur

Adresse de CEDERROTH, Numéro de téléphone et fax, adresse e-mail, nom du produit, numéro de référence, numéro de lot, date d'expiration, code EAN, mode d'emploi.

Symboles : CE + NB#, STERILE A, A USAGE UNIQUE, LOT, EXP, LIMITATION DE TEMPERATURE

6. Conditions de Stockage

+2°C à +40°C. Ne pas congeler.

Durée de conservation : 4,5 ans de la date de production

7. Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le produit mais ne sont pas nécessaires :

7200 Porte-flacon mural Cederroth	7205 Sangle pour transport de flacon 500ml	7154,7632,7209 Boîtes ou stations murales (avec flacons)
		

Les flacons de lavage oculaire permettent de répondre à la première phase d'urgence sur le site de l'accident, avant d'avoir recours à un équipement de lavage des yeux, autonome ou fixe à grand débit et autonomie suffisante (nous consulter), et d'appeler un médecin.



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.

Art. L4121-1 du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)